



ライトテック
LiteTEC
Safety & Life TECHNOLOGY

ダイキン呼吸同調器 ライトテックDS22

医療用具製造承認番号:21300BZZ00639000

**カンタン操作、酸素節約効率も抜群。
お手持ちの流量調整器との組み合わせを実現した
汎用タイプの登場。**



注意 火気厳禁
ご使用になる前に取扱説明書を必ず
お読みください。

- 必ず医師の処方・指示にしたがって
使用してください。
- 衝撃のかかる取り扱いをしないで
ください。
- 分解、改造をしないでください。
- 必ず適合する流量調整器に接続して
ください。

HOTの患者さんの使いやすさを考えた、
ダイキン呼吸同調器「ライトテックDS22」。
操作はカンタン、軽くてコンパクト。もっと気軽に元気に、
外出や旅行を楽しんでいただきたいから、呼吸同調器もダイキンです。

製品特長

簡単操作 電源のON/OFFだけ

酸素節約効率が抜群

高感度 高性能微圧センサー採用

コンパクト

高さ10cm×幅7.2cm×奥行4.9cm

誤作動防止機能 呼吸以外の信号に反応しません

同調でも連続でも流量設定は変更可能

19.6MPa対応

汎用タイプ

お手持ちの流量調整器と組み合わせてお使い頂けます
流量調整器との組み合わせについては、別途お問い合わせください



呼吸同調器 ライトテックDS22



■外形および寸法

●操作面



●正面



●側面



■仕様

項目	仕様
品名	ライトテックDS22
形式	DS22B
呼吸同調回数	最大40回/分
スイッチ	電源スイッチ 押しボタン式 酸素供給モード 切替スイッチ スライド式(同調/連続の切替用スイッチ) 切替スイッチ 電池切れ、または故障で機器が作動しない場合、連続設定でご使用できます。
警報&セキュリティ	電池残量 電池残量アラーム表示灯(黄)の点滅とアラーム音 非同調(30秒) 吸気異常表示灯(赤)の点灯とアラーム音 同調確認 吸気にあわせて電源表示灯(緑)が点滅 自動電源シャ断 同調作動が約5分間ない場合、電源を自動的にシャ断
電池寿命	50時間(単3アルカリ乾電池 4本)
重量	350g(電池含む)
寸法	高さ100×幅72×奥行き49 [mm]
付属品	流量調整器との接続チューブ(内径φ2.5mm、長さ約200mm)
その他	流量調整器との組み合わせについては、別途お問い合わせください。

関連商品

お出かけも
気軽にできます。

キャリングバッグ



容量1.1ℓ用

容量2.0ℓ用

●容量3.0ℓ用バッグについては別途お問い合わせください。

在宅酸素療法の
新しい時代が始まります。

FRP複合容器

●超軽量設計



DF115A
容量1.1ℓ

DF2015A
容量2.0ℓ

DF3015A
容量3.0ℓ

呼吸同調器 ライトテックDS20

●専用流量調整器付



医療用具製造承認番号:21100BZZ00211000

■仕様の内容につきましては、予告なしに変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

VitalAire™

ダイキン工業株式会社

本社 〒530-8323 大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル
特機事業部

東京 〒108-0075 東京都港区港南2-18-1 JR品川イーストビル ☎(03)6716-0402
大阪 〒566-8585 大阪府摂津市西一津屋1番1号 ☎(06)6349-7318